

Boletim Técnico de Produto Químico

ORBI SPRAY - SILICONE PROTETIVO

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** ORBI SPRAY – SILICONE PROTETIVO

Especificação Técnica

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: O Silicone Protetivo possui uma formulação especialmente balanceada para utilização multiuso. Lubrifica, limpa, protege, repele umidade e dá brilho nos mais diversos tipos de materiais como painéis de veículos, vinil, couro, borrachas, ferramentas, maçanetas, trilhos, corrediças, cadeados, roldanas. Pode ser aplicado nas partes externas (polímeros) de equipamentos eletroeletrônicos (televisores, telefones, estofados, aparelhos de som) conservando a cor e originalidade dos materiais. Protege contra ferrugem, evita aderência de colas e tintas em trabalhos artesanais, não se torna pegajoso, além de possuir uma fragrância delicada e marcante. Renova a aparência dos objetos quando aplicado.

- ❖ Protege, lubrifica e dá brilho
- ❖ Ideal para canceladas de vidros, painéis de veículos, pára-choques e couro
- ❖ Não gruda poeira

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Translúcido
ODOR	Carro novo
ASPECTO	Líquido oleoso baixa viscosidade
SOLUBILIDADE	Insolúvel em água

INSTRUÇÕES DE USO:

Agitar bem e aplicar o produto no local desejado direcionando o jato de spray. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador, remova o excesso com o auxílio de uma flanela limpa e seca ou esponja de espuma macia. Em locais de difícil acesso utilize o prolongador.

Restrição: Não usar o produto em pedais, manoplas, selins e bancos de moto e bicicleta. Não utilizar em pisos e assoalhos. O produto reduz a aderência e o atrito, comprometendo a segurança.

Boletim Técnico de Produto Químico

ORBI SPRAY - SILICONE PROTETIVO

COMPOSIÇÃO: fluído de silicone, solvente, fragrância, gás propelente.

PRECAUÇÕES: Produto sob pressão. Propelente Butano / Propano gases inflamáveis

Embalagens: Código: 245 - 300 ml
Código: 1692 -100 ml (kit)

VALIDADE: 24 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.